

# Istruzioni per installazione e attivazione dei servizi MilleGPG

Download del software: <a href="http://www.millegpg.it/download/">www.millegpg.it/download/</a>

# Scaricare l'ultima versione del Software

#### www.millegpg.it/download/

Collegarsi al sito www.millegpg.it/download/

Cliccare su <u>Scarica</u> <u>MilleGPG6</u> per scaricare l'ultima versione disponibile



## Installare l'ultima versione del Software

		MilleGPG6	— D	X MilleGPG6	- 0 X
				1	2
Cliccare sull'icona d scaricato e seguire a video	el setup le istruzioni		Benvenuti in MilleGPG Scarica la versione più recente di MilleGPG	CUMULIC CPC.  CUMULIC CPC. CUMULIC CPC.  CUMULIC CPC.	
				Download della version Scaricati 395/395 MB (5	e più recente di MilleGPG 0,49 MB/s)
Installazione di MilleGPG6 6.0.4 Dicembre Benvenu installaz Dicembr	2023-(x64) - X III Inti nel programma di ione di MilleGPG6 6.0.4 a III Inti nel 2023-(x64)	stallazione di MilleGPC	i6 6.0.4 Dicembre 2023-(x64)       —       []         Installazione in corso	B-(xe 4	di MilleGPG6 6.0.4 Dicembre 2023-(x64) – Completamento dell'installazione MilleGPG6 6.0.4 Dicembre 2023-(x64).
Questo progra 2023-(x64) ne Si raccomanda avviare l'instal alcuni file di sia	amma installerà MilleGPG6 6.0.4 Dicembre Il vostro computer. Il chiudere tutte le altre applicazioni prima di lazione al fine di consentire l'aggiornamento di stema senza dover riavviare il computer.				MilleGPG6 6.0.4 Dicembre 2023-(x64) è stato installato sul vostro computer. Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione.
L'utilizzo di Mill al personale di accedere anch potrebbe incid Per avviare l'in	eGPG6 6.0.4 Dicembre 2023-(x64) è riservato ebitamente incaricato ed autorizzato ad ne a dati sensibili di natura sanitaria, a cui entalmente dare accesso. Istallazione, selezionare Installa.				1
		Luis di Millerrer			Per visitare il sito internet dicca qui
	Installa Annulla	iazione di MilleGPG6	< Indietro Avanti >	Annulla	< Indietro Fine Annulla

#### Primo avvio del Software e login



#### Primo avvio del Software e attivazione dei servizi



# Prima attivazione dei servizi Cloud e accettazione Privacy

#### Modalità CE (Cloud Edition)

Se si è sottoscritto il contratto per la modalità Cloud → Premere sul tasto «Attiva»



Prendere visione, accettare l'informativa privacy di interesse → Premere sul tasto «Prosegui»



#### Prima attivazione del progetto e impostazione GPG Report Modalità CE (Cloud Edition)



#### Analisi degli indicatori e invio dei dati Modalità CE (Cloud Edition)



Per effettuare la prima analisi o un aggiornamento successivo → Premere sul tasto «Analizza i dati»

Si avvierà l'analisi degli indicatori e l'invio dati per tenere sempre allineati e aggiornati i dati tra Millewin e MilleGPG

## Primo avvio e impostazione analisi in modalità LE (Local Edition):

Nel caso non si abbiano attivi i servizi cloud/RRSNet della cartella clinica, opera analizzando i dati in «locale». E' necessario in tal caso attivare l'analisi <u>automatica</u> degli indicatori e il corrispondente invio secondo la pianificazione che si deciderà di impostare.



## Analisi degli indicatori e invio dei dati in modalità LE (Local Edition):



#### Utilizzo del programma - Homepage Standard e Homepage Semplificata

È ora possibile iniziare ad utilizzare il programma per:

- Valutare l'appropriatezza degli interventi;
- Identificare le criticità gestionali di presa in carico degli assistiti;
- Colmare eventuali lacune a livello formativo;
- Aggiornarsi su specifici argomenti contestuali alla pratica clinica;
- Monitorare gli indicatori economici per ridurre l'impatto e lo spreco di risorse;
- Migliorare gli esiti in termini di obiettivi di salute raggiunti;
- Definire in autonomia indicatori e progetti personali di Ricerca e Audit.

La nuova interfaccia grafica di GPG6 favorisce un utilizzo "integrato" dei diversi moduli secondo percorsi logici, obiettivi professionali e strategie di miglioramento individuali – abilitando inoltre ipotesi di ricerca clinica sul campo e offrendo la possibilità di sviluppare progetti di audit completamente personalizzati. Maggior semplicità e velocità per raggiungere tutte le funzioni disponibili.

🙆 🛃 Homepage Semplificata

GPG6 introduce una nuovissima Homepage "semplificata" per gli utenti alle prime armi, gli indicatori più importanti sono ora immediatamente accessibili al primo utilizzo.

#### 🙆 🜀 Homepage Standard



#### Per assistenza sull'utilizzo del Software scrivere a: assistenza.millegpg@genomedics.it